

مضادات حيوية، الأفراس السحرية؟

تجربة: حل لغز بواسطة PCR والفصل الكهربائي الهلامي (ألكتروليز) للطلاب

مقدمة

في نهاية القرن التاسع عشر خرجت بعثة لاستكشاف القطب الشمالي. البعثة لم تصل إلى هدفها وبعد ثلاث سنوات لم ينج أي من أعضائها. في سنة 1988 وجدوا جثتي اثنين من أعضاء البعثة. انضمتم لفرقة من العلماء قرروا أن يبحثوا هل يوجد بين البكتيريا الميتة التي وُجِدت في جثتي عضوي الفرقة يوجد أيضا بكتيريا تحمل جين الصمود أمام دواء المضاد الحيوي امفيتيسيلين. بعد أن تنفذوا كل مراحل التجربة وتلخصوا النتائج تستطيعون أن تحلوا اللغز. لكي تستطيعوا تنفيذ التجربة عليكم التعرف واستعمال:

- طريقة المضاعفة، عملية انتاج DNA بواسطة جهاز PCR .
- طريقة فصل مقاطع DNA وتعيين أطوالها بواسطة الفصل الكهربائي الهلامي.
- سُلّم DNA (DNA Ladder) بسريان مقاطع DNA في جيل أجروز.

أسئلة تحضير للتجربة

أجيبوا عن الأسئلة 1 – 3:

1. أ. اذكروا ما هي المواد المطلوبة لتنفيذ PCR.
ب. سجّلوا المراحل الثلاث لتفاعل PCR وصفوا ماذا يحدث في كل مرحلة.
ج. صيغوا المبادئ للمقارنة بين عملية انتاج DNA بجهاز ال PCR وبين مضاعفة ال DNA في الخلية. لخصوا في جدول المقارنة بين العمليات.

2. فسّروا المبدأ الذي يمكن حركة مقاطع DNA في الجل في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي. استعينوا بالمعلومات من التدريب في استعمال " تمرين الفصل الكهربائي الهلامي".

3. صفوا آليتين تمكّن خلايا البكتيريا الصامدة من البقاء والتكاثر بوجود المضاد الحيوي. (تطرقوا في اجابتم إلى المصطلحات: جين، زلال، صفة).

חלפיה לללגרייה

פי הלגרייה סללערונון עלו גוזר PCR הזי במסעדה ימکن הלסול מן קמיה קלילה מן מקצוע DNA קסעה עלו עדה קביר מן נסח להזה הקע. פי הלגרייה סללערונון גינ הסמוד אמם الأمفيلسيلين (amp^R).

כלל הלגרייה, סללערונון طريفة الفصل الكهربائي الهلامي (ألكترولفوريزه בג'ל) הלל ימکن לעיין וגוד מקצוע DNA المشابهة פי أطولها لمقاطع DNA معروف أطولها.

العوامل الأساسية اللل تؤثر على سرعة حركة هذه المقاطع هي طول المقاطع وشحنتها الكهربائية.

مقاطع DNA تتحرك داخل جيل أجروز مغمور في محلول بوفر TAE الموصل للتيار الكهربائي. المقاطع هي نوات شحنة كهربائية سالبة ولذلك ستتحرك نحو الألكترودا الموجبة. تعيين طول مقاطع ال DNA (بوحدهات أزواج قواعد نيلروجينية – bp) يلم عن طريق مقارنتها مع سلم DNA (DNA Ladder)

لحلل لصرلكم انبوللي اينلورف:

- انبولية مشار إليها A+ وفيها بلاسميد معلوم أنه يللوي على جين صمود أمام المضاد الللوي أمفيلسيلين الذي طوله 700bp.
- انبولية مشار إليها R وفيها بلاسميد مן بكنيلريا لم اسللالصه مן أجسام أعضاء اللعلة، وغيل معلوم إذا كان فيه اللين الذي يلم صفة الصمود أمام المضاد الللوي أمفيلسيلين.

الجدول 1: التعرف على المواد والأدوات المطلوبة للتجربة

قبل البدء في العمل استعينوا بالقائمة التي في الجدول وافحصوا الأغراض التي تحت تصرفكم.

على طاولة المعلم	على طاولة الطلاب
<ul style="list-style-type: none"> • جهاز PCR (مرحلة ب) • تابلت (مرحلة ب) • جهاز طرد مركزي صغير (ليس الزاميا). • محلول بوفر TAE (لعملية الفصل الكهربائي مرحلة ج) • جل أجروز مع لون ل DNA • جهاز الفصل الكهربائي الهلامي (مرحلة ج) 	<ul style="list-style-type: none"> • ميكروبييت 200μL - 20 • ميكروبييت 2 – 20μL • وعاء فيه تيبات للميكروبييت. • قلم للتأشير على الزجاج ذو خط رفيع. • حوض ماء. • 3 أنابيب PCR لها جدران دقيقة + حامل أنابيب مناسب. • انبوبة ابندورف مشار اليها ماء وفيها 100μL ماء مرّت بتعقيم وتصفية. • انبوبة ابندورف مشار اليها A+ وفيها 5μL بلاسميدات. • انبوبة ابندورف مشار اليها R وفيها 5μL بلاسميدات. • انبوبة ابندورف وفيها خليط من البرايميرات للجين الذي يكسب صمود أمام الأمفيتيسيلين مشار اليها MIX PRIMER • انبوبة ابندورف وفيها الانزيم DNA بوليميراز، خليط نيوكليوتيدات في بوفر مشار اليها MIX TAQ • انبوبة ابندورف وفيها 12μL سلّم DNA (DNA Ladder) بلون بنفسجي ومشار اليها سلّم DNA Ladder • وعاء للنفائات البيولوجية.

انتبهوا !!!

طوال كل فترة التجربة يجب حفظ كل أنابيب الابندورف في حوض فيه مكعبات جليد:

التي مع ال DNA (DNA Ladder, A+, R), MIX PRIMER, MIX TAQ والماء.

أخلوا مسطح العمل الذي أمامكم ونظفوه بمساعدة إيثنول 70%.

ה. בדלוו התיב ונقلوا $1 \mu\text{m}$ محلول وفيه بلاسميدات من انبويه ابندورف مشار اليها A+ لانبويه PCR مشار اليها A+ .

- يجب التأكد ان كل السائل تحرر من التيب الى قاع انبويه PCR .
- انقلوا التيب الى وعاء النفايات .

و. بدلوو تيب و نقلوا $2 \mu\text{m}$ محلول فيه بلاسميدات من انبويه ابندورف مشار إليها R إلى أنبويه PCR مشار إليها R.

- يجب التأكد أن كل السائل تحرر من التيب إلى قاع أنبويه PCR.
- انقلوا التيب إلى وعاء النفايات.

ز. سدوا انبويه PCR، سلموها لعامل المختبر واطلبوا أن يدخلها إلى جهاز قوى طاردة عن المركز مصغر (ميني سينترפוגه).

- إذا لم يكن لديكم الجهاز أمسكوا العلوي للأنبويه بلطف واضربوا بلطف على قاع الانبويه، هذه العملية تؤدي إلى تجميع السوائل في قاع الأنبويه.

نقطة مراقبة

افحصوا مع المعلم تقدمكم في مراحل التجربة حتى الآن.

أكملوا التجربة فقط بعد موافقة المعلم.

مرحلة ب: مكاثرة (الغبره) في PCR.

أدخلوا أنابيب PCR الثلاثة في جهاز PCR. سيبرمج المعلم او عامل المختبر الجهاز حسب التفصيل في الجدول 3 ويشغلون الجهاز.

الجدول 3: برمجة جهاز ال PCR

عدد الدورات	درجة الحرارة م	الزمن (ثواني)
1	94	60
20	94	15
	58	15
	68	30
1	68	120

بعد مرور حوالي 40 دقيقة، عندما ينتهي برنامج PCR أخرجوا أنابيبكم من الجهاز وضعوها في حامل مناسب.

انتبهوا !

افحصوا العلامات التي سجلتم على الانابيب. اذا لزم الامر سجلوها ثانية .

المرحلة ج: التحميل بالجل

تحت تصرفكم جل أجروز فيه 9 ابار. الجل موجود في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي ومغمور فيه محلول بوفر (TAE) الموصل للتيار الكهربائي . في هذه المرحلة ستحملون في الجل عينة من سائل من كل واحد من الانابيب الثلاثة (R, A-,A+).

للتذكير, تدرّبتم في تحميل محاليل لجهاز الفصل الكهربائي الهلامي في تمرين استعمال الفصل الكهربائي الهلامي.

لكي نستطيع التعرف على ال DNA في الجيل نلزم كميات كبيرة من DNA ومادة تصبغه تُسمّى SMART GLOW. أضاف عامل المختبر هذه المادة أثناء تحضير الجل وقد ارتبط بين جديلي ال DNA

نلفت انتباهكم:

في البنود ي ب – ي د يحمل طلاب من مجموعتين يحملوا في جيل واحد.

احدكم يحمل في الجيل وينفذ المراحل ط – ي أ (تحميل 10 µ DNA LADDER) .

باقي الطلاب سيبدؤون بالعمل من البنود ي د: طلاب من احدى المجموعات يحملوا في الابر 2-4 .
والطلاب من المجموعة الأخرى يحملوا في الابر 6-8.

ط. اضبطوا الميكروبيبيت ملائم لحجم 10µ وضعوا تيب ملائم.



صورة 3: طريقة مسك الميكروبيبيت أثناء
تحميل الأبار بمحلول الأصباغ.

ي. شغلوا مصباح التحميل في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي.

י א. بواسطة الميكروبيبيت امتصوا DNA LADDER 10µl (موجود على طولة المعلم)

- أمسكوا الميكروبيبيت فوق البئر "1" (الأولى من اليسار)

- ادخلوا التيب الى البئر بلطف وفرغوا السائل الى داخل البئر. انقلوا التيب الى وعاء النفايات.

י ב. بواسطة الميكروبيبيت انقلوا 10µl من انبوبة PCR المشار اليها A-, نفذوا ذلك كالتالي:

- أمسكوا الميكروبيبيت فوق البئر "2" (الثانية من اليسار)

- ادخلوا التيب الى البئر بلطف وفرغوا السائل الى داخل البئر. انقلوا التيب الى وعاء النفايات.

י ג. أعيدوا تنفيذ تعليمات بند ي ب مع انبوبة PCR المشار اليها A+ وفرغوا السائل في البئر "3".

י ד. أعيدوا تنفيذ تعليمات بند ي ب مع انبوبة PCR المشار اليها R وفرغوا السائل في البئر "4".

ط و. أكملوا المعلومات الناقصة في الجدول 4 الخاصة بالأبار 4,3,2.

جدول 4 – الترتيب الذي تم به تحميل العينات من انابيب PCR

البئر	1	2	3	4	5	6	7	8
نوع السائل المحمل	DNA Ladder				-----			

انتبهوا

أعيدوا تنفيذ تعليمات البنود ي ب – ط و , لكن حملوا الابار 6,7,8 بدلا من الابار 2,3,4.

ط ز - في نهاية التحميل أطفئوا مصباح الشحن غطوا جهاز الحبل بغطاء البلاستيك البرتقالي . وبعد أن أخذتم موافقة المعلم شغلوا الجهاز بواسطة الضغط على زر التشغيل.

يمنع فتح علبة الجهاز مادام الجهاز يعمل ويمر به تيار كهربائي

مصباح مشاهدة النتائج يمكن تشغيله لفترة قصيرة فقط


ي ز- بعد أن اشتغل الجهاز لمدة 10 دقائق نادوا المعلم واعملوا حسب تعليماته.

ي ح- في نهاية تسيير العينات في الحبل اضغطوا على زر إطفاء الجهاز. افصلوا الجهاز من الكهرباء وافحصوا نتائجكم.

صوروا الجل وارسموا النتائج التي حصلتم عليها في الجدول المصور في صفحة تجميع النتائج.

صفحة جمع النتائج

تعليمات: بعد تنفيذ التجربة في كل مراحلها ضعوا علامة النتائج التي حصلتم عليها في الجيل



الكترودا سالبة -

الكترودا موجبة +

تحليل نتائج التجربة

اعتمدوا على النتائج التي حصلتم عليها في الجل واجيبوا عن الأسئلة

1. أ- ماذا تمثل الخطوط التي تظهر على ظهر الجبل؟

ب- لماذا من المهم شمل الانبوبة A- في التجربة؟

هل توقعتم رؤية خط في العامود A-؟ فسروا اجابتكم.

ج- لماذا من المهم شمل الأنبوبة A+ في التجربة؟

هل توقعتم رؤية خط في العامود A+؟ فسروا اجابتكم.

د- أي جين تمّت مكائثرته (زيادة انتاجه) في ال PCR؟

2. هل يتغير تفسير نتائج التجربة اذا تم الحصول على خط DNA في العامود A-؟

3. هل يتغير تفسير نتائج التجربة اذا لم نر خط في العامود A+؟

4. اعتمدوا على كل نتائج التجربة وحددوا هل البكتيريا في جسم أعضاء البعثة تحتوي على جين مقاومة أمام الأمفتسلين . علّلوا اجابتكم.

5. في التسيير في الجل لعينات DNA من بكتيريا كانت في جثث أعضاء البعثة، وجد قليل من بكتيريا تحمل الجين amp^R . اقترحوا تفسيراً ممكناً لهذا الاكتشاف مع الأخذ بعين الاعتبار ان أعضاء البعثة خرجوا في رحلة بحثهم قبل البدء باستعمال المضادات الحيوية في الطب.

למعلوماتכם

قائمة المصطلحات الأساسية وتفسيرها لكل واحدة من المواد لتساعدكم خلال التجربة

א. قالب DNA

مقطع DNA الذي نريد مضاعفته وتربط بهذا المقطع البرايميرات

ב. خليط نيوكليوتيدات dNTPS

خليط من أربع نيوكليوتيدات تستعمل لبناء جداول ال DNA المكمل.

ג. DNA بوليميراز (Taq).

DNA بوليميراز (Taq)، هو إنزيم يحفز مضاعفة ال DNA الذي مصدره من البكتيريا التي تعيش في المجمعات المائية الحارة، والذي ليس كباقي الإنزيمات، يتوقف نشاطه في درجات حرارة عالية، إنما درجة الحرارة المثلى لهذا ال DNA بوليميراز هي في المجال 70 - 80 م. هذه الصفة تمكنه من العمل بنجاعة أيضا في درجات حرارة عالية كما هو الحال في جهاز PCR.

ד. برايميرات (بواדי) F و R.

برايمر (بادئ) هو مقطع قصير من DNA (20 نيوكليوتيد) يساعد في عملية مضاعفة DNA في الأنبوبة. تسلسل القواعد النيتروجينية في البرايمر يلائم تسلسل قصير موجود في بداية الجين الذي نريد مضاعفته (الطرف 3). برايمر آخر يلائم تسلسل قواعد نيتروجينية موجود فينهاية هذا الجين (طرف 5).

لكل أنبوبة PCR يتم إضافة خليط من برايمرين تمّ اعدادهما خصيصاً لمضاعفة جين amp^R .

البرايمر الذي يلتصق بالطرف 3 يسمى برايمر أمامي (F-).

البرايمر الذي يلتصق بالطرف 5 يُسمى برايمر خلفي (R-).

البرايمر يُستعمل كموقع لبدء المضاعفة.

الإنزيم DNA بوليميراز (Taq) يبدأ المضاعفة في مكان ارتباط البرايمر بجديلة ال DNA، وينتج عن عمله قالب DNA.

في أنبوبة PCR (انظروا بند "و" - مرحلة أولى) بتأثير درجة الحرارة العالية، الأربطة بين جديلتی قالب ال DNA تتفكك والبرايمرات تلتصق بأطراف جداول DNA بالتلاؤم (الأمامي بالطرف 3 والخلفي بالطرف 5).

فقط بعد التصاق البرايمرات، ينشط الإنزيم الموجود في الخليط والذي يضاعف ال DNA حيث ينشط ربط نيوكليوتيد ملائم. (A مقابل T و G مقابل C).

هكذا تتكون جديلة جديدة مكملة للجديلة الأصلية، وفي نهاية العملية يتكون جزيء ال DNA المطلوب قالب DNA الذي هو قالب DNA.

ה. جهاز PCR

דورة PCR وحيدة تشمل ثلاث مراحل:

مرحلة أولى هي **مرحلة الفصل (دناتورציה)** والتي تتم في درجة حرارة 94 م، درجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى فصل جديلي ال DNA عن بعضهما وهكذا تتكون جديلتان منفردتان، كل واحدة منهما تُشكل قالبًا لبناء جديلة مكملة.

مرحلة ثانية: هي **مرحلة ربط البرايميرات** والتي تتم بدرجة حرارة بين 50 – 70 م. هذا المجال يتم تحديده حسب طول وتسلسل البرايمر وهدفها جعل ارتباط البرايميرات لقالب ال DNA أكثر نجاعة.

مرحلة ثالثة: **مرحلة المكاثرة (الاستطالة)** والتي تتم بدرجة حرارة 68 م، هذه الدرجة هي الأمثل لنشاط إنزيم DNA بوليميراز (TAQ). لإتمام هذه المرحلة ينبغي وجود النيوكلوئيدات وأيونات الماغنيسيوم والتي تستعمل كمساعد إنزيم وموجودة في بوفر ال TAQ. تركيز عال للإنزيم يساعد في مضاعفة قوالب ال DNA في الأنبوبة.

و. سُلّم DNA (DNA Ladder)

خليط من مقاطع DNA بأطوال معروفة يتم تحميلها في آبار جهاز الفصل الكهربائي الهلامي (ألكترופوريزه). يُساهم الخليط في تحديد طول مقاطع DNA غير معروفة. طول المقطع يُعبّر عنه بعدد أزواج نيوكلوئيدات (الوحدات bp).